



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1686.025
Artikelbeschreibung	Demeter-Pipette, mit Spitze, wattiert, 1,1 ml, Material: PS, steril, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	mit Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	0,5 ml - 1,1 ml

Maße

Nennvolumen	1,1 ml
Durchmesser	4 mm
Länge des Produktes	270 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Gammabestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	108000
Tiefe des Umkartons	413 mm
Breite des Umkartons	250 mm
Höhe des Umkartons	150 mm
Volumen des Umkartons	0,0155 cbm
Gewicht des Produktes	0,0033 kg
Gewicht des Umkartons	3,94 kg
EAN des Innenkartons	4038917133043
EAN des Umkartons	4038917024662

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

