




Produktspezifikation
**Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, 10 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 86.1687.010 |
| Artikelbeschreibung | Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml, Material: PS, steril, 10 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Etikett / Druck | mit gedruckter Graduierung |
| Farbe Druck/Etikett | schwarz |
| Graduierung | ja |
| Ausführung | ohne Spitze, wattiert |
| Arbeitsvolumen | 0,6 ml - 5 ml |

Maße

| | |
|---------------------|--------|
| Nennvolumen | 5 ml |
| Durchmesser | 8 mm |
| Länge des Produktes | 340 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 5 ml,
steril, 10 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 40500
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 250 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0201 cbm
Gewicht des Produktes 0,0064 kg
Gewicht des Umkartons 3,88 kg
EAN des Innenkartons 4038917133074
EAN des Umkartons 4038917024686

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT