




Produktspezifikation
**Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 10 ml,
steril, 10 Stück/Beutel**

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1688.010
Artikelbeschreibung	Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 10 ml, Material: PS, steril, 10 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit gedruckter Graduierung
Farbe Druck/Etikett	schwarz
Graduierung	ja
Ausführung	ohne Spitze, wattiert
Arbeitsvolumen	1 ml - 10 ml

Maße

Nennvolumen	10 ml
Durchmesser	10 mm
Länge des Produktes	335 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
**Serologische Pipette, ohne Spitze, wattiert, 10 ml,
steril, 10 Stück/Beutel**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gammabestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 500
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 10
Stück pro Umkarton 500
Stück pro Palette 27000
Tiefe des Umkartons 413 mm
Breite des Umkartons 250 mm
Höhe des Umkartons 270 mm
Volumen des Umkartons 0,0279 cbm
Gewicht des Produktes 0,0085 kg
Gewicht des Umkartons 4,97 kg
EAN des Innenkartons 4038917133081
EAN des Umkartons 4038917024693

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT