



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1170
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 1 ml, (LxB): 115 x 10 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 40 µl - 50 µl, eingespritzte Graduierung bis 0,3 ml, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	1 ml
Breite des Produktes	10 mm
Länge des Produktes	115 mm
Tropfengröße	40 µl - 50 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 1 ml, (LxB): 115 x 10 mm, LD-PE,
transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2000
Stück pro Palette 168000
Tiefe des Innenkartons 261 mm
Breite des Innenkartons 126 mm
Höhe des Innenkartons 121 mm
Tiefe des Umkartons 533 mm
Breite des Umkartons 263 mm
Höhe des Umkartons 140 mm
Volumen des Umkartons 0,0196 cbm
Gewicht des Produktes 0,0007 kg
Gewicht des Umkartons 1,89 kg
EAN des Innenkartons 4038917085564
EAN des Umkartons 4038917004206

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT