



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1171.001
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl, eingespritzte Graduierung bis 3 ml, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	155 mm
Tropfengröße	35 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gassterilisation
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 840
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 42
Stück pro Umkarton 840
Stück pro Palette 30240
Tiefe des Umkartons 578 mm
Breite des Umkartons 368 mm
Höhe des Umkartons 195 mm
Volumen des Umkartons 0,0415 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 2,6 kg
EAN des Innenkartons 4038917126267
EAN des Umkartons 4038917020541

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT