




Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Seite 1



Artikelbeschreibung

Bestellnummer 86.1171.020
Artikelbeschreibung Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 55 µl,
steril, 20 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung ja

Maße

Nennvolumen 3,5 ml
Breite des Produktes 15 mm
Länge des Produktes 155 mm
Tropfengröße 35 µl - 55 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom
EDV-Support vorbereitet und ist ohne
Unterschrift gültig.



SARSTEDT



Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 155 x 15 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 64000
Volumen des Umkartons 0,1359 cbm
Gewicht des Produktes 0,002 kg
Gewicht des Umkartons 10,18 kg
EAN des Innenkartons 4038917318280
EAN des Umkartons 4038917318273

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT