



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1172.010
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, eingespritzte Graduierung bis 1 ml, steril, 10 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	12,5 mm
Länge des Produktes	156 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Gassterilisation
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 1200
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 300
Stück pro Umkarton 1200
Stück pro Palette 33600
Tiefe des Innenkartons 261 mm
Breite des Innenkartons 161 mm
Höhe des Innenkartons 231 mm
Tiefe des Umkartons 533 mm
Breite des Umkartons 333 mm
Höhe des Umkartons 250 mm
Volumen des Umkartons 0,0444 cbm
Gewicht des Produktes 0,0013 kg
Gewicht des Umkartons 2,79 kg
EAN des Innenkartons 4038917353151
EAN des Umkartons 4038917353120

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-18

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT