




**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 1**



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1172.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

### Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

### Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	12,5 mm
Länge des Produktes	156 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**



**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm,**  
**LD-PE, transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 56000  
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0018 kg  
Gewicht des Umkartons 10 kg  
EAN des Innenkartons 4038917378413  
EAN des Umkartons 4038917378406

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**