



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1172.301
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, steril, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
-------------	----

Maße

Nennvolumen	3,5 ml
Breite des Produktes	12,5 mm
Länge des Produktes	156 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Transferpipette, 3,5 ml, (LxB): 156 x 12,5 mm,
LD-PE, transparent

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 4000
Kleinste Unterverpackung Blister
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 4000
Stück pro Palette 30240
Volumen des Umkartons 0,1359 cbm
Gewicht des Produktes 0,0032 kg
Gewicht des Umkartons 13,09 kg
EAN des Innenkartons 4038917378444
EAN des Umkartons 4038917378437

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT