



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1175
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl, 400 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1600
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	400
Stück pro Umkarton	1600
Stück pro Palette	44800
Tiefe des Innenkartons	261 mm
Breite des Innenkartons	161 mm
Höhe des Innenkartons	231 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	333 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0444 cbm
Gewicht des Produktes	0,0015 kg
Gewicht des Umkartons	3,33 kg
EAN des Innenkartons	4038917085618
EAN des Umkartons	4038917004251

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

