



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1175.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 20 µl - 30 µl, 400 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	6 ml
Breite des Produktes	15 mm
Länge des Produktes	146 mm
Tropfengröße	20 µl - 30 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Transferpipette, 6 ml, (LxB): 146 x 15 mm, LD-PE,  
transparent**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 400  
Kleinste Unterverpackung Karton  
Stück pro Innenkarton 400  
Stück pro Umkarton 4000  
Stück pro Palette 44800  
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0018 kg  
Gewicht des Umkartons 7,95 kg  
EAN des Innenkartons 4038917378536  
EAN des Umkartons 4038917378529

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**