



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1176.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 35 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	2 ml
Breite des Produktes	11 mm
Länge des Produktes	154 mm
Tropfengröße	35 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
**Transferpipette, 2 ml, (LxB): 154 x 11 mm, LD-PE,
transparent**

Seite 2

Material & Farben

Material des Produktes Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Karton
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 84000
Volumen des Umkartons 0,0994 cbm
Gewicht des Produktes 0,0015 kg
Gewicht des Umkartons 8,64 kg
EAN des Innenkartons 4038917378567
EAN des Umkartons 4038917378550

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT