



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	86.1179
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 1 ml, (LxB): 87 x 10 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, 750 Stück/Karton

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
-------------	------

Maße

Nennvolumen	1 ml
Breite des Produktes	10 mm
Länge des Produktes	87 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	3000
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	750
Stück pro Umkarton	3000
Stück pro Palette	252000
Tiefe des Innenkartons	261 mm
Breite des Innenkartons	126 mm
Höhe des Innenkartons	121 mm
Tiefe des Umkartons	533 mm
Breite des Umkartons	263 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0196 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	2,46 kg
EAN des Innenkartons	4038917085632
EAN des Umkartons	4038917004275

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

