



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	86.1179.300
Artikelbeschreibung	Transferpipette, Nennvolumen: 1 ml, (LxB): 87 x 10 mm, Material: LD-PE, transparent, Tropfengröße: 30 µl - 45 µl, 500 Stück/Karton

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
-------------	------

### **Maße**

Nennvolumen	1 ml
Breite des Produktes	10 mm
Länge des Produktes	87 mm
Tropfengröße	30 µl - 45 µl

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Produktes	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Karton
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	4000
Stück pro Palette	234000
Volumen des Umkartons	0,041 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	4,55 kg
EAN des Innenkartons	4038917378598
EAN des Umkartons	4038917378581

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

