



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.609.003
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes braun

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 5000
Kleinste Unterverpackung Beutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 5000
Stück pro Palette 180000
Tiefe des Umkartons 398 mm
Breite des Umkartons 398 mm
Höhe des Umkartons 300 mm
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm
Gewicht des Produktes 0,0012 kg
Gewicht des Umkartons 6,86 kg
EAN des Innenkartons 4038917114363
EAN des Umkartons 4038917014267

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

