



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.664.711
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, transparent, ohne Verschluss, steril, 500 Stück/Doppelbeutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Rändelung	nein
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Elektronenbestrahlung  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 2500  
Kleinste Unterverpackung Doppelbeutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 2500  
Stück pro Palette 130000  
Tiefe des Umkartons 598 mm  
Breite des Umkartons 378 mm  
Höhe des Umkartons 135 mm  
Volumen des Umkartons 0,0305 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0012 kg  
Gewicht des Umkartons 3,53 kg  
EAN des Innenkartons 4038917115759  
EAN des Umkartons 4038917043908

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

