



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 72.694.310   |
| Artikelbeschreibung | Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 2 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, Verschluss: braun, Verschluss beiliegend, mit aufgedrucktem Schriftfeld, mit Skalierung, 250 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Etikett / Druck          | mit Druck                  |
| Farbe Druck/Etikett      | weiß                       |
| Graduierung              | ja                         |
| Verschluss               | Standard-Schraubverschluss |
| Verschlussart            | Schraubverschluss          |
| Rändelung                | ja                         |
| Bodenform                | Spitzboden mit Stehrand    |
| Arbeitsvolumen           | 2 ml                       |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g                  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Durchmesser         | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm   |

### **Material & Farben**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP)                      |
| Farbe des Produktes       | braun                                  |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP)                      |
| Farbe des Verschlusses    | braun                                  |
| Material des O-Ringes     | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA                      |
| Produktkategorie           | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung          | CE                        |
| Chargiert                  | ja                        |

### **Verpackung**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Kleinste Unterverpackung | Beutel        |
| Stück pro Innenkarton    | 250           |
| Stück pro Umkarton       | 5000          |
| Stück pro Palette        | 160000        |
| Tiefe des Umkartons      | 463 mm        |
| Breite des Umkartons     | 412 mm        |
| Höhe des Umkartons       | 292 mm        |
| Volumen des Umkartons    | 0,0557 cbm    |
| Gewicht des Umkartons    | 8,59 kg       |
| EAN des Innenkartons     | 4038917926423 |
| EAN des Umkartons        | 4038917926430 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

