



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.730.105
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss anhängend montiert, steril, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Schlaufenverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	1000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	100
Stück pro Umkarton	1000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	348 mm
Breite des Umkartons	278 mm
Höhe des Umkartons	140 mm
Volumen des Umkartons	0,0135 cbm
Gewicht des Produktes	0,0016 kg
Gewicht des Umkartons	1,9 kg
EAN des Innenkartons	4038917119474
EAN des Umkartons	4038917016667

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

