



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 72.730.303   |
| Artikelbeschreibung | Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduierung              | nein                    |
| Rändelung                | ja                      |
| Bodenform                | Spitzboden mit Stehrand |
| Arbeitsvolumen           | 0,5 ml                  |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g               |

### **Maße**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Durchmesser         | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm   |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 180000  
Tiefe des Umkartons 398 mm  
Breite des Umkartons 398 mm  
Höhe des Umkartons 300 mm  
Volumen des Umkartons 0,0475 cbm  
Gewicht des Umkartons 6,52 kg  
EAN des Innenkartons 4038917994064  
EAN des Umkartons 4038917994071

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

