



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 72.730.305 |
| Artikelbeschreibung | Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss: natur, Verschluss beiliegend, 100 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduierung | nein |
| Rändelung | ja |
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
| Arbeitsvolumen | 0,5 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|--|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses | natur |
| Material des O-Ringes | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Entspricht der Anforderung | IATA |
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 100 |
| Stück pro Umkarton | 1000 |
| Stück pro Palette | 96000 |
| Tiefe des Umkartons | 278 mm |
| Breite des Umkartons | 348 mm |
| Höhe des Umkartons | 140 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0135 cbm |
| Gewicht des Umkartons | 1,79 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917994224 |
| EAN des Umkartons | 4038917994231 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

