



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.730.308
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, braun, Verschluss: braun, Verschluss beiliegend, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Standard-Schraubverschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	braun
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Mikro-Schraubröhre, 0,5 ml**

**Seite 2**

Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Umkartons	8,23 kg
EAN des Innenkartons	4038917994408
EAN des Umkartons	4038917994415

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**