



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.730.309
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, Verschluss beiliegend, mit aufgedrucktem Schriftfeld, 250 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Druck
Farbe Druck/Etikett	weiß
Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	250
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	300 mm
Volumen des Umkartons	0,0475 cbm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Mikro-Schraubröhre, 0,5 ml

Seite 2

Gewicht des Umkartons	6,62 kg
EAN des Innenkartons	4038917994484
EAN des Umkartons	4038917994491

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT