



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.730.311
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Doppelbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Bodenform	Spitzboden mit Stehrand
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung	IATA
Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

Verpackung

Kleinste Unterverpackung	Doppelbeutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2500
Stück pro Palette	130000
Tiefe des Umkartons	375 mm
Breite des Umkartons	545 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0276 cbm
Gewicht des Umkartons	3,58 kg

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Produktspezifikation
Mikro-Schraubröhre, 0,5 ml

Seite 2

EAN des Innenkartons 4038917994576

EAN des Umkartons 4038917994583

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom EDV-Support vorbereitet und ist ohne Unterschrift gültig.



SARSTEDT