



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 72.730.711 |
| Artikelbeschreibung | Mikro-Schraubröhre, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden mit Stehrand, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, steril, 500 Stück/Doppelbeutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Graduierung | nein |
| Rändelung | ja |
| Bodenform | Spitzboden mit Stehrand |
| Arbeitsvolumen | 0,5 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 44 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes transparent

Reinheit & Zertifizierung

Entspricht der Anforderung IATA
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung CE
Reinheitsstandard steril
Sterilisation Elektronenbestrahlung
Chargiert ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück) 2500
Kleinste Unterverpackung Doppelbeutel
Stück pro Innenkarton 500
Stück pro Umkarton 2500
Stück pro Palette 130000
Tiefe des Umkartons 598 mm
Breite des Umkartons 378 mm
Höhe des Umkartons 135 mm
Volumen des Umkartons 0,0305 cbm
Gewicht des Produktes 0,0012 kg
Gewicht des Umkartons 3,58 kg
EAN des Innenkartons 4038917119566
EAN des Umkartons 4038917043922

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

