



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.733.201
Artikelbeschreibung	Mikro-Schraubröhre, zur Volumenbegrenzung auf 100 µl, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Spitzboden, mit Rändelung, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Rändelung	ja
Anwendungsbeispiel	zur Volumenbegrenzung auf 100 µl
Bodenform	Spitzboden
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	8 mm
Länge des Produktes	44 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes Polypropylen (PP)  
Farbe des Produktes transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Entspricht der Anforderung IATA  
Produktkategorie In vitro-Diagnostikum, CE  
CE-Zertifizierung CE  
Chargiert ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Beutel  
Stück pro Innenkarton 500  
Stück pro Umkarton 5000  
Stück pro Palette 210000  
Tiefe des Umkartons 388 mm  
Breite des Umkartons 378 mm  
Höhe des Umkartons 250 mm  
Volumen des Umkartons 0,0367 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0008 kg  
Gewicht des Umkartons 4,48 kg  
EAN des Innenkartons 4038917366625  
EAN des Umkartons 4038917366618

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

