



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|--|
| Bestellnummer | 72.688.004 |
| Artikelbeschreibung | Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: gelb, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, 500 Stück/Beutel |

Produkteigenschaften

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Graduierung | nein |
| Verschluss | Schlaufenverschluss |
| Arbeitsvolumen | 1,5 ml |
| Zentrifugation max (RZB) | 20000 x g |

Maße

| | |
|---------------------|---------|
| Durchmesser | 10,8 mm |
| Länge des Produktes | 39 mm |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

| | |
|---------------------------|---------------------------------|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | transparent |
| Material des Verschlusses | Low Density Polyethylen (LD-PE) |
| Farbe des Verschlusses | gelb |

Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000 |
| Kleinste Unterverpackung | Beutel |
| Stück pro Innenkarton | 500 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 180000 |
| Tiefe des Umkartons | 398 mm |
| Breite des Umkartons | 398 mm |
| Höhe des Umkartons | 300 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0475 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0012 kg |
| Gewicht des Umkartons | 6,59 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917116404 |
| EAN des Umkartons | 4038917015097 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

