



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.689.003
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 2 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: rot, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Verschluss	Schlaufenverschluss
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Low Density Polyethylen (LD-PE)
Farbe des Verschlusses	rot

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	150000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	340 mm
Volumen des Umkartons	0,0539 cbm
Gewicht des Produktes	0,0014 kg
Gewicht des Umkartons	7,48 kg
EAN des Innenkartons	4038917116442
EAN des Umkartons	4038917015134

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

