



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.690.300
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	Schlaufenverschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

Maße

Nennvolumen	1,5 ml
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	160000
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,0009 kg
Gewicht des Umkartons	5,14 kg
EAN des Innenkartons	4038917378741
EAN des Umkartons	4038917378734

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

