



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.690.378
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, gelb, Verschluss: gelb, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	Schlaufenverschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g
Autoklavierbar (max. °C)	121 °C

### **Maße**

Nennvolumen	1,5 ml
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb
Farbe des Verschlusses	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	160000
Volumen des Umkartons	0,0558 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,6 kg
EAN des Innenkartons	4038917369534
EAN des Umkartons	4038917369527

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

