



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.691
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 2 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, Schlaufenverschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	Schlaufenverschluss
Verschlussart	Scharnierdeckel
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	120000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	415 mm
Volumen des Umkartons	0,0657 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	6,05 kg
EAN des Innenkartons	4038917312790
EAN des Umkartons	4038917312783

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

