



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.695.500
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 2 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: natur, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 250 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Verschlussart	Scharnierdeckel
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	25000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	40 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	100000
Tiefe des Innenkartons	301 mm
Breite des Innenkartons	221 mm
Höhe des Innenkartons	161 mm
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	180 mm
Volumen des Umkartons	0,0258 cbm
Gewicht des Produktes	0,0011 kg
Gewicht des Umkartons	3,09 kg
EAN des Innenkartons	4038917266109
EAN des Umkartons	4038917266093

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

