



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.698.200
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Material: PP, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

### **Maße**

Durchmesser	7,8 mm
Länge des Produktes	30 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	330000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0004 kg
Gewicht des Umkartons	2,3 kg
EAN des Innenkartons	4038917118118
EAN des Umkartons	4038917015875

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

