



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.699
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, Standardstopfen, Verschluss anhängend, 1.000 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Verschluss	Standardstopfen
Verschlussart	Scharnierdeckel
Arbeitsvolumen	0,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	7,8 mm
Länge des Produktes	30 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	320000
Tiefe des Umkartons	398 mm
Breite des Umkartons	298 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0255 cbm
Gewicht des Produktes	0,0005 kg
Gewicht des Umkartons	2,83 kg
EAN des Innenkartons	4038917083515
EAN des Umkartons	4038917002431

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

