



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.701.001
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 5 ml, Material: PP, braun, Verschluss: braun, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 25 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	25000 x g

### **Maße**

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	braun
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	braun

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	15600
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	97 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	1,17 kg
EAN des Innenkartons	4038917905848
EAN des Umkartons	4038917905855

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

