



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.701.201
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: natur, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, Biosphere® plus, 1 Stück/Blister

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	25000 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	50
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	25
Stück pro Umkarton	50
Stück pro Palette	7200
Tiefe des Innenkartons	201 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	126 mm
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	0,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917920506
EAN des Umkartons	4038917920513

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

