



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.701.500
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: natur, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, 100 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	25000 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	800
Stück pro Palette	38400
Tiefe des Innenkartons	294 mm
Breite des Innenkartons	184 mm
Höhe des Innenkartons	124 mm
Tiefe des Umkartons	598 mm
Breite des Umkartons	398 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,0345 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	3,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917952514
EAN des Umkartons	4038917952521

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

