



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.701.700
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: natur, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 25 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	5 ml
Zentrifugation max (RZB)	25000 x g

Maße

Durchmesser	17 mm
Länge des Produktes	60 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	natur

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	200
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	50
Stück pro Umkarton	200
Stück pro Palette	15600
Tiefe des Innenkartons	189 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	97 mm
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,0031 kg
Gewicht des Umkartons	1,12 kg
EAN des Innenkartons	4038917905992
EAN des Umkartons	4038917906005

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

