



### **Artikelbeschreibung**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestellnummer       | 72.704.700   |
| Artikelbeschreibung | SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 0,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, PCR Performance Tested, DNA Low Binding, 50 Stück/Minigripbeutel |

### **Produkteigenschaften**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Graduierung              | ja                  |
| Verschluss               | SafeSeal-Verschluss |
| Arbeitsvolumen           | 0,5 ml              |
| Zentrifugation max (RZB) | 30000 x g           |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Durchmesser         | 7,8 mm |
| Länge des Produktes | 30 mm  |

### **Material & Farben**

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Material des Produktes    | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes       | transparent       |
| Material des Verschlusses | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Verschlusses    | transparent       |

### **Reinheit & Zertifizierung**

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie  | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE                        |
| Reinheitsstandard | PCR Performance Tested    |
| Chargiert         | ja                        |

### **Verpackung**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 1200           |
| Kleinste Unterverpackung    | Minigripbeutel |
| Stück pro Innenkarton       | 300            |
| Stück pro Umkarton          | 1200           |
| Stück pro Palette           | 93600          |
| Tiefe des Umkartons         | 388 mm         |
| Breite des Umkartons        | 358 mm         |
| Höhe des Umkartons          | 135 mm         |
| Volumen des Umkartons       | 0,0188 cbm     |
| Gewicht des Produktes       | 0,0005 kg      |
| Gewicht des Umkartons       | 1,28 kg        |
| EAN des Innenkartons        | 4038917350037  |
| EAN des Umkartons           | 4038917350020  |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

