



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.706.201
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, Biosphere® plus, 1 Stück/Blister

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	30000 x g

### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	Biosphere® plus
Sterilisation	Gassterilisation
Pyrogenfreiheit	ja
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	120
Kleinste Unterverpackung	Blister
Stück pro Innenkarton	60
Stück pro Umkarton	120
Stück pro Palette	17280
Tiefe des Innenkartons	201 mm
Breite des Innenkartons	151 mm
Höhe des Innenkartons	126 mm
Tiefe des Umkartons	323 mm
Breite des Umkartons	213 mm
Höhe des Umkartons	145 mm
Volumen des Umkartons	0,01 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	0,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917118286
EAN des Umkartons	4038917079679

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

