



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.706.400
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, PCR Performance Tested, 250 Stück/Minigripbeutel

Produkteigenschaften

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	30000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	39 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	1000
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	100000
Tiefe des Innenkartons	301 mm
Breite des Innenkartons	221 mm
Höhe des Innenkartons	161 mm
Tiefe des Umkartons	458 mm
Breite des Umkartons	313 mm
Höhe des Umkartons	180 mm
Volumen des Umkartons	0,0258 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	2,97 kg
EAN des Innenkartons	4038917118293
EAN des Umkartons	4038917078320

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

