



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	72.706.600
Artikelbeschreibung	SafeSeal Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 1,5 ml, Material: PP, transparent, Verschluss: transparent, SafeSeal-Verschluss, Verschluss anhängend, mit eingespritzter Graduierung und Schriftfeld, PCR Performance Tested, Protein Low Binding, 50 Stück/Minigripbeutel

### **Produkteigenschaften**

Graduierung	ja
Verschluss	SafeSeal-Verschluss
Arbeitsvolumen	1,5 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Maße**

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	39 mm

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polypropylen (PP)
Farbe des Verschlusses	transparent

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	PCR Performance Tested
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	800
Kleinste Unterverpackung	Minigripbeutel
Stück pro Innenkarton	200
Stück pro Umkarton	800
Stück pro Palette	62400
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	358 mm
Höhe des Umkartons	135 mm
Volumen des Umkartons	0,0188 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	1,51 kg
EAN des Innenkartons	4038917264174
EAN des Umkartons	4038917264167

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

