



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	72.708
Artikelbeschreibung	Reagiergefäß, Arbeitsvolumen: 2 ml, Material: PP, transparent, ohne Verschluss, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Graduierung	nein
Arbeitsvolumen	2 ml
Zentrifugation max (RZB)	20000 x g

Maße

Durchmesser	10,8 mm
Länge des Produktes	39 mm

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	210000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	250 mm
Volumen des Umkartons	0,0367 cbm
Gewicht des Produktes	0,001 kg
Gewicht des Umkartons	5,78 kg
EAN des Innenkartons	4038917083584
EAN des Umkartons	4038917002486

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

