



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	65.710
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, natur, passend für Mikro-Schraubröhre 72.733.201, zur Volumenbegrenzung auf 100 µl, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhre 72.733.201

Material & Farben

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	natur

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	220000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0006 kg
Gewicht des Umkartons	3,44 kg
EAN des Innenkartons	4038917083607
EAN des Umkartons	4038917080293

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

