



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.716.003
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, rot, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	rot
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	10000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	660000
Tiefe des Umkartons	438 mm
Breite des Umkartons	268 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0182 cbm
Gewicht des Produktes	0,0003 kg
Gewicht des Umkartons	3,52 kg
EAN des Innenkartons	4038917118569
EAN des Umkartons	4038917016216

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

