



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.716.307
Artikelbeschreibung	Schraubverschluss, schwarz, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Verschluss	flacher Verschluss
Verschlussart	Schraubverschluss
Passend für	Mikro-Schraubröhren

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	schwarz
Material des O-Ringes	Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	10000
Stück pro Palette	720000
EAN des Innenkartons	4038917925341
EAN des Umkartons	4038917925358

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

