



Artikelbeschreibung

| | |
|---------------------|---|
| Bestellnummer | 65.716.728 |
| Artikelbeschreibung | Schraubverschluss, schwarz, steril, passend für Mikro-Schraubröhren, 500 Stück/Doppelbeutel |

Produkteigenschaften

| | |
|---------------|---------------------|
| Verschluss | flacher Verschluss |
| Verschlussart | Schraubverschluss |
| Passend für | Mikro-Schraubröhren |

Material & Farben

| | |
|------------------------|--|
| Material des Produktes | Polypropylen (PP) |
| Farbe des Produktes | schwarz |
| Material des O-Ringes | Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Reinheit & Zertifizierung

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | In vitro-Diagnostikum, CE |
| CE-Zertifizierung | CE |
| Reinheitsstandard | steril |
| Sterilisation | Elektronenbestrahlung |
| Chargiert | ja |

Verpackung

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Mindestbestellmenge (Stück) | 5000 |
| Kleinste Unterverpackung | Doppelbeutel |
| Stück pro Innenkarton | 500 |
| Stück pro Umkarton | 5000 |
| Stück pro Palette | 390000 |
| Tiefe des Umkartons | 418 mm |
| Breite des Umkartons | 278 mm |
| Höhe des Umkartons | 130 mm |
| Volumen des Umkartons | 0,0151 cbm |
| Gewicht des Produktes | 0,0003 kg |
| Gewicht des Umkartons | 2,01 kg |
| EAN des Innenkartons | 4038917119016 |
| EAN des Umkartons | 4038917053624 |

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

