



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	65.713.004
Artikelbeschreibung	Codierplättchen, gelb, PP, passend für Schraubverschlüsse 65.712.xxx, 500 Stück/Beutel

### **Produkteigenschaften**

Passend für	Schraubverschlüsse 65.712.xxx
-------------	-------------------------------

### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	gelb

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	kein Medizinprodukt   IVD
Chargiert	ja

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





## **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	5000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	5000
Stück pro Palette	1620000
Tiefe des Umkartons	268 mm
Breite des Umkartons	191 mm
Höhe des Umkartons	100 mm
Volumen des Umkartons	0,0051 cbm
Gewicht des Produktes	0,0001 kg
Gewicht des Umkartons	0,65 kg
EAN des Innenkartons	4038917118439
EAN des Umkartons	4038917016100

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

