



### Artikelbeschreibung

Bestellnummer	80.625
Artikelbeschreibung	Abstrichtupfer, in der Röhre, kein Medium, (LxØ): 108 x 16 mm, Stabmaterial: PS, Stablänge: 83 mm, Tupfermaterial: Viskose, steril, 500 Stück/Beutel

### Produkteigenschaften

Etikett / Druck	mit Papieretikett
Verschlussart	Schraubverschluss
Ausführung	in der Röhre
Art des Mediums	kein Medium

### Maße

Durchmesser	16 mm
Länge des Produktes	108 mm
Länge mit Verschluss	108 mm
Länge ohne Verschluss	101 mm
Länge mit Verschluss und Stange	97 mm
Länge des Stabes	83 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





### **Material & Farben**

Material des Produktes	Polypropylen (PP)
Farbe des Produktes	transparent
Material des Verschlusses	Polyethylen (PE)
Farbe des Verschlusses	transparent
Material des Tumpfers	Viskose
Material des Stabes	Polystyrol (PS)

### **Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie	In vitro-Diagnostikum, CE
CE-Zertifizierung	CE
Reinheitsstandard	steril
Sterilisation	Elektronenbestrahlung
Chargiert	ja

### **Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück)	500
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	500
Stück pro Palette	22000
Tiefe des Umkartons	568 mm
Breite des Umkartons	348 mm
Höhe des Umkartons	155 mm
Volumen des Umkartons	0,0306 cbm
Gewicht des Produktes	0,0064 kg
Gewicht des Umkartons	3,73 kg
EAN des Innenkartons	4038917083003
EAN des Umkartons	4038917001984

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

