



Artikelbeschreibung

Bestellnummer	67.746
Artikelbeschreibung	Halb-Mikro-Küvette, max. Arbeitsvolumen: 3 ml, Material: PS, transparent, (HxB): 45 x 12 mm, optische Seiten: 2, Schichtdicke: 10 mm, 500 Stück/Beutel

Produkteigenschaften

Arbeitsvolumen	1 ml - 3 ml
Anzahl der optischen Seiten	2
Schichtdicke	10 mm
Wellenlänge Küvette	330 nm

Maße

Volumen max	3 ml
Breite des Produktes	12 mm
Höhe des Produktes	45 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





Material & Farben

Material des Produktes	Polystyrol (PS)
Farbe des Produktes	transparent

Reinheit & Zertifizierung

Produktkategorie	kein Medizinprodukt IVD
Chargiert	nein

Verpackung

Mindestbestellmenge (Stück)	2000
Kleinste Unterverpackung	Beutel
Stück pro Innenkarton	500
Stück pro Umkarton	2000
Stück pro Palette	96000
Tiefe des Umkartons	388 mm
Breite des Umkartons	378 mm
Höhe des Umkartons	215 mm
Volumen des Umkartons	0,0315 cbm
Gewicht des Produktes	0,0023 kg
Gewicht des Umkartons	5,02 kg
EAN des Innenkartons	4038917083928
EAN des Umkartons	4038917002806

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

