



### **Artikelbeschreibung**

Bestellnummer	82.1135.500
Artikelbeschreibung	Petrischale, (ØxH): 35 x 10 mm, Material: PS, transparent, mit Entlüftungsnocken, steril, 20 Stück/Schlauchbeutel

### **Produkteigenschaften**

Minimale Temperatur	0 °C
Maximale Temperatur	80 °C
Entlüftungsnocken	ja

### **Maße**

Volumen max	10 ml
Durchmesser	35 mm
Höhe des Produktes	10 mm

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.





**Produktspezifikation**  
**Petrischale, 35 x 10 mm, transparent, mit**  
**Entlüftungsnocken**

**Seite 2**

**Material & Farben**

Material des Produktes Polystyrol (PS)  
Farbe des Produktes transparent

**Reinheit & Zertifizierung**

Produktkategorie kein Medizinprodukt | IVD  
Latexfrei ja  
Reinheitsstandard steril  
Sterilisation Gammabestrahlung  
Sicherheitsdatenblatt nein  
Chargiert ja

**Verpackung**

Mindestbestellmenge (Stück) 500  
Kleinste Unterverpackung Schlauchbeutel  
Stück pro Innenkarton 20  
Stück pro Umkarton 500  
Stück pro Palette 30000  
Tiefe des Umkartons 322 mm  
Breite des Umkartons 257 mm  
Höhe des Umkartons 245 mm  
Volumen des Umkartons 0,0203 cbm  
Gewicht des Produktes 0,0036 kg  
Gewicht des Umkartons 2,33 kg  
EAN des Innenkartons 4038917347839  
EAN des Umkartons 4038917365772

Es handelt sich hierbei um die aktuelle Spezifikation für dieses Produkt. Sarstedt behält sich das Recht vor, Änderungen ganz oder teilweise jederzeit ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen.

Ausgabedatum:  
2024-07-17

Das vorliegende Dokument wurde vom  
EDV-Support vorbereitet und ist ohne  
Unterschrift gültig.



**SARSTEDT**